Clearblue

SLOVENŠČINA



Hitro odkritje
Test nosečnosti

Za samotestiranje. Pred testiranjem natančno preberite ta navodila za uporabo.

Ta izdelek je neavtomatiziran pripomoček za samotestiranje za kvalitativno odkrivanje humanega horionskega gonadotropina (hCG) v urinu ženske na domu za ugotavljanje nosečnosti. Namenjeno za uporabo od 4 dni pred pričakovano menstruacijo.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Navodila za uporabo naprave z napisom »CB11012« na ovojnini. Za samotestiranje doma. Samo za diagnostično uporabo in vitro. Ni za notranjo uporabo. Ne uporabite ponovno. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Shranjujte pri temperaturi 2–30 °C. Če je bil test shranjen v hladilniku, pred testiranjem počakajte 30 minut, da se ogreje na sobno temperaturo. Testa ne uporabite, če je folijski ovitek poškodovan. Ko odprete folijo, takoj uporabite. Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Vsebuje majhne dele. Ne pogoltnite nobenega sestavnega dela tega pripomočka. Ob nenamernem zaužitju poiščite zdravniško pomoč. Vsako poškodbo, ki jo povzroči uporaba tega izdelka, sporočite družbi Clearblue in pristojnemu organu države članice.

Več kot 99-% natančen od dneva, ko pričakujete menstruacijo

+ ali − Za odčitavanje enostavni rezultati

Pred testiranjem ne pijte veliko tekočine

Rezultate odčitajte najkasneje v 10 minutah (10 minutah)

1 Opravite test

Potrebni materiali, ki niso priloženi: čista, suha posodica in štoparica. Odstranite folijski ovitek, snemite pokrovček in takoj uporabite.



ali



POMEMBNO: Konico popolnoma potopite, kot je prikazano

Vstavite konico, ki spremeni barvo, za **5 sekund:**

POMEMBNO: konica, ki spremeni barvo, se bo takoj obarvala rožnato, kar kaže, da vpija urin, vendar MORATE konico še naprej držati v urinu polnih 5 sekund.
Ponovno namestite pokrovček in položite testno paličico na ravno podlago. Če konica ne postane popolnoma rožnata, glejte »Napake pri testiranju«.

2 Počakajte

1-3 minute

- Pozitiven »+« rezultat testa nosečnosti se lahko prikaže že v 1 minuti, če se testirate od izostanka menstruacije (dan po pričakovani menstruaciji).
- Da potrdite rezultat »Ni nosečnosti« »-« morate počakati 3 minute.

Če se modre črte ne pojavijo, glejte »Napake pri testu«.

3 Rezultati

Nosečnost - če je rezultat testa, da ste noseči, obiščite svojega zdravnika.
(glejte vprašanje 1)



Ni nosečnosti
(glejte vprašanje 2)



Če niste prepričani o svojem rezultatu, glejte vprašanje 6.

V kontrolnem okencu mora biti modra črta, da bo vaš rezultat veljaven. Če črtice ni, glejte »Napake pri testiranju«. **POMEMBNO!** Rezultat odčitajte najkasneje v **10 minutah** po testiranju. Morebitnih sprememb rezultata po preteku tega časa ne upoštevajte.

Vprašanja in odgovori

1. **Test je pokazal, da sem noseča. Kaj naj naredim?** Obiščite svojega zdravnika, ki vam bo svetoval, kako naprej. Možno je, da se pokaže pozitiven rezultat, vendar kasneje ugotovite, da niste več noseči (glejte vprašanje 7).
2. **Test je pokazal Ni nosečnosti. Kaj to pomeni?** Morda niste noseči ali pa raven nosečnostnega hormona še ni dovolj visoka, da bi jo test zaznal. Test ponovite čez tri dni. Če vam ta test pokaže rezultat »Ni nosečnosti« in vam menstruacija zamuja, obiščite svojega zdravnika.
3. **Nisem prepričana, kdaj pričakujem naslednjo menstruacijo. Kako vem, da testiram ob pravem času?** Dan pričakovane menstruacije ugotovite tako, da izračunate običajno dolžino menstrualnega cikla – preštejte število dni od prvega dne menstruacije do dne, ko se začne naslednja menstruacija. Če imate neredne cikle, upoštevajte najdaljši cikel v nekaj mesecih pred testiranjem.
4. **Kako test Clearblue deluje?** Zazna hCG v vzorcu urina po uporabi. Vizualni rezultati kažejo, ali je bil hCG zaznan več kot 99-% natančno od dneva pričakovane menstruacije.
5. **Ali lahko jemanje zdravil ali zdravstveno stanje vpliva na rezultate?** Pred testiranjem vedno preberite proizvajalčeva navodila za uporabo za vsa zdravila, ki jih jemljete.
   Zdravila, ki vsebujejo hCG, in nekatera redka zdravstvena stanja lahko povzročijo lažno pozitivne rezultate. Zunajmaternična ali nedavna nosečnost, tudi če je bila končana pred porodom, lahko pokaže napačen rezultat.
   Če ste v menopavzi ali se ji približujete, lahko dobite lažen rezultat nosečnosti, čeprav niste noseči. Hormonsko zdravljenje s klomifenijevim citratom, zdravila za lajšanje bolečin, alkohol, antibiotiki ali kontracepcijske tablete **NE** bi smeli vplivati na rezultat testa. Če dobite nepričakovane rezultate, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom.
6. **Kaj storiti, če nisem prepričana v rezultat?** Za rezultat »Nosečnost« se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črtica in »+« v okencu z rezultatom.

Rezultat »Nosečnost«

Slika A: To je verjetneje, če ste noseči in opravljate test več kot nekaj dni po izostanku menstruacije, ker so ravni hCG višje.

Slika B: Tak rezultat se lahko pokaže, če opravite test okrog dneva, ko pričakujete menstruacijo, saj so ravni hCG lahko še vedno relativno nizke.

Slika C: To vseeno pomeni, da je rezultat nosečnost.
Ni pomembno, če je ena od črtic, ki sestavljata simbol »+«, svetlejša ali temnejša od druge; rezultat je »Nosečnost«.
Če je rezultat »Ni nosečnosti«, se mora v 10 minutah po testiranju v kontrolnem okencu pojaviti modra črtica, v okencu z rezultatom pa simbol »-« (minus).
Če še vedno dvomite v rezultat, pred ponovnim testiranjem počakajte najmanj 3 dni in natančno upoštevajte navodila.

7. **Opravila sem test in dobila rezultat »Nosečnost«; po vnovičnem testiranju pa je bil rezultat »Ni nosečnosti« ali pa sem dobila menstruacijo. Kaj to pomeni?** Možno je, da se pokaže pozitiven rezultat in kasneje ugotovite, da niste več noseči. To se lahko zgodi zaradi izgube plodu v zgodnji nosečnosti, kar ni nič nenavadnega in se pojavi pri približno 1 od 4 nosečnosti. Večina žensk lahko kasneje povsem normalno zanosi in dokonča nosečnost.
8. **Ali bi morala storiti kaj posebnega, če načrtujem zanositev?** Preden poskusite zanositi, se pogovorite s svojim zdravnikom. Mnogi zdravniki svetujejo, da je koristno uživanje folne kisline ali prenatalnih vitaminskih dodatkov, izogibanje alkoholu, opustitev kajenja in poskušanje vzdrževanja zdrave telesne teže. Razmislite tudi o uporabi ovulacijskega testa za določitev vaših najplodnejših dni. Clearblue ponuja vrsto izdelkov, ki pomagajo izboljšati vaše možnosti za zanositev.

Napake pri testu

Konica, ki spremeni barvo, ni postala popolnoma rožnata.
Morda niste uporabili dovolj urina. Vendar pa ste lahko prepričani, da je test deloval, če se kontrolna črta pojavi prej kot v 10 minutah po izvedbi testa.

V 10 minutah po testiranju se v kontrolnem okencu ne pojavi modra črta.
Test najverjetneje ni deloval, ker je bilo uporabljeno preveč ali premalo urina. Ponovno preskusite z novim testom, pri čemer natančno upoštevajte navodila.



www.clearblue.com

Značilnosti delovanja

Klinična učinkovitost:
Klinično testiranje učinkovitosti je pokazalo, da je pripomoček >99-% natančen pri določanju stanja nosečnosti od dneva pričakovane menstruacije.
- Pripomoček je bil >99-% natančen v rokah laičnih uporabnikov v primerjavi s stanjem nosečnosti (testirano s 120 ženskami).
- V študiji, v kateri so testirali 600 vzorcev, je bil pripomoček od dneva pričakovane menstruacije > 99-% natančen.
- Klinično testiranje specifičnosti z vzorci pred menopavzo, okrog menopavze in po menopavzi (600 vzorcev) je potrdilo ≥99-% specifičnost.

Analitična učinkovitost:
Analitična učinkovitost je bila ugotovljena s testiranjem pripomočka s potencialno motečimi ali navzkrižno reagirajočimi snovmi. Rezultati so potrdili, da visoke koncentracije le-teh ne vplivajo na delovanje pripomočka. Prav tako ne vplivajo visoke ravni beta jedrnega hCG fragmenta, zelo visoke ravni nedotaknjenega hCG, vrste specifičnih gravitacij ali pH urina. Študija natančnosti je pokazala, da je analitska občutljivost pripomočka 25 mIE/ml.

IVD	In vitro diagnostični medicinski pripomoček	LOT	Številka serije
	Proizvajalec		Rok uporabnosti
	Ne uporabite ponovno	2 °C 30 °C	Temperaturna omejitev 2 °C – 30 °C
EU REP	Pooblaščeni predstavnik v Evropski uniji		

Literatura
1. Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
2. Gnoth C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

S otázkami týkajúcimi sa produktov sa obráťte na zákaznícku podporu na nižšie uvedenej adrese:
PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, HR-10000 Zagreb, Hrvaška.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švica.

Clearblue je blagovna znamka SPD.
© 2026 SPD. Vse pravice pridržane.

2300773.00 04-2026

CE 0123